

Delaftale 18 – Toiletsædeforhøjere, fastmonterede til gulvmonterede toiletter

1801 Beskrivelse

Produktet falder ind under ISO-klassifikation (inkl. dansk 4. niveau): 09 12 18 05. Toiletsædeforhøjeren skal være fastgjort til toiletkummen for at forhøje sædehøjden og erstatter det eksisterende toiletsæde.

Leverandørens sortiment skal indeholde to toiletsædeforhøjere, der adskiller sig i siddehøjde; henholdsvis toiletsædeforhøjer 1 og toiletsædeforhøjer 2. Nedenstående krav er gældende for både toiletsædeforhøjer 1 og toiletsædeforhøjer 2, medmindre anden er specifikt angivet.

Krav til Hovedprodukter samt Biprodukter (reservedele og tilbehør). Alle biprodukter jf. bilag C skal, såfremt andet ikke er angivet, opfylde samme krav som nedenstående.

1802 - Egenskaber

Toiletsædeforhøjeren skal kunne monteres på gulvmonterede toiletter, så toiletsædeforhøjerens åbning passer over toiletåbningen.

Toiletsædeforhøjeren skal have mulighed for montering af armlæn.

1803 - Siddehøjde

Toiletsædeforhøjerne skal leveres i to siddehøjder inden for nedenstående intervaller:

Toiletsædeforhøjer 1: Lav toiletsædeforhøjer: siddehøjde på 5-6 cm.

Toiletsædeforhøjer 2: Høj toiletsædeforhøjer: siddehøjde på 9-10 cm.

1804 - Siddeenhed og låg

Toiletsædeforhøjeren skal være forsynet med låg.

Sædet skal være i ét stykke og ikke fx sammensat af flere sæder, der er stablet ovenpå hinanden.

Sæde og låg skal være opklappelige og skal kunne forblive i opklappet position med og uden armlæn monteret på toiletsædeforhøjeren.

Låget skal kunne lukkes og åbnes uanset eventuelle armlænspositioner.

Låget skal kunne anvendes til at sidde på.

1805 - Armlæn

Toiletsædeforhøjeren skal kunne påmonteres armlæn til både højre og venstre side.

Armlæn skal kunne monteres/afmonteres uden brug af værktøj

Afstanden mellem armlæn skal være i intervallet 42-52 cm.

Bredden måles midt på armlænet på den vandrette udformning, som Borgeren benytter til at støtte sig på.

Armlænene skal uden brug af værktøj være enkeltvis opklappelige eller på anden måde kunne ændre position for at muliggøre sideværts forflytning. Armlænene skal kunne forblive i opklappet position.

Armlænene skal være enkeltvis aftagelige.

1806 - Brugervægt

Toiletsædeforhøjeren skal være beregnet til en brugervægt på minimum 130 kg.

1807 - Rengøring

Toiletsædeforhøjeren skal kunne rengøres i henhold til Statens Serum Instituts retningslinjer for MRSA i henholdsvis hjemmepleje og plejeboliger, uden at ældning af materialer væsentligt accelereres, eller produktets funktion væsentligt forringes.

- Varmedesinfektion på min. 80°C i 10 minutter (A_0 -værdi = 600). Ved lavere temperaturer termokemisk desinfektion med et egnet desinfektionsmiddel
- Overfladedesinfektion med et egnet desinfektionsmiddel.

	<p>Toiletsædeforhøjeren skal kunne vaskes i maskine og efterfølgende lufttørring i maskine.</p> <p>Relevante Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer er følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "NIR for plejehjem, hjemmepleje, bo og opholdssteder mm." (1. udgave, SSI 2020) • "NIR om generelle forholdsregler i sundhedssektoren" (1 udgave, SSI 2017) • "NIR om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren" (5.1 udgave, SSI 2019) • "NIR for desinfektion i sundhedssektoren" (1.3 udgave, SSI 2018) • "NIR om håndtering af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren" (1. udgave, SSI 2015).
1808 - Brugervejledning	<p>Der skal ved levering medfølge en dansksproget brugervejledning til toiletsædeforhøjeren.</p> <p>Brugervejledningen skal senest ved Rammeaftalens ikrafttrædelse være tilgængelig for Kunden og Borgeren på Leverandørens hjemmeside og skal kunne downloades herfra.</p>
1809 - Øvrigt	<p>Toiletsædeforhøjeren inkl. armlæn skal være konstrueret, så væske ikke kan samle sig på eller i toiletsædeforhøjeren. Hvis der er en risiko for, at der kan stå væske i rørene efter vask, skal det fremgå af brugsanvisningen, hvordan væsken drænes fra rørene.</p> <p>Toiletsædeforhøjeren inkl. armlæn skal være fremstillet af korrosionsbestandigt materiale eller være overfladebehandlet på en sådan måde, at den er korrosionsbestandig overfor vand og urin.</p> <p>Toiletsædeforhøjeren skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • være udformet på en sådan måde, så der ikke kan trænge urin ud mellem kumme og toiletsædeforhøjere ved toiletbesøg. • være i neutrale farver. • kunne på- og afmonteres Borgerens toilet uden brug af værktøj.
1810 - CE-mærkning	<p>Rammeaftalens sortiment skal være klassificeret som medicinsk udstyr i overensstemmelse med MDR-forordningen klasse I, og skal derfor bl.a. være CE-mærket.</p>
<p>Leverandøren skal i Rammeaftalens løbetid på anmodning fra SKI fremsende dokumentation for overholdelse af relevante krav i Forordningen for medicinsk udstyr.</p>	
1811 - Standarder	<p>En sådan anmodning kan vedrøre dokumentation for prøvning efter</p> <ul style="list-style-type: none"> • DS/ISO 17966:2016 Hjælpemidler til brug ved personlig hygiejne – Krav og prøvningsmetoder <ul style="list-style-type: none"> ○ ved holdbarhedsprøvningen skal produktet kunne klare det antal testcykler, der gælder for udstyr til institutioner, se cl. 16.3. <p>eller tilsvarende.</p> <p>Dokumentation skal fremsendes i form af en prøvningsrapport fra et uvildigt akkrediteret prøvningslaboratorium der viser, at de lever op til standarden eller tilsvarende..</p>
<p>Leverandøren skal igennem Rammeaftalens løbetid levere Biprodukter, der er kompatible med Rammeaftalens Hovedprodukt, jf. bilag C Leverandørens tilbud og bilag I Sortimentsopdatering, punkt 3. De Biprodukter, der tilbydes i bilag C Leverandørens tilbud, skal være af samme type/art som de dele, der anvendes på Hovedproduktet.</p>	
1812 - Biprodukter	Armlæn
	Monteringssæt
	Enkeltdele til monteringssæt, til montering af sædet på toiletlet

	Sæde
	Toiletrulleholder til montering på armlæn
	Sædepolstring eller komfortsæde/polstret/blødt sæde

Kvalitetsevaluering af delaftale 18 – Toiletsædeforhøjere, fastmonterede til gulvmonterede toiletter

Til brug for evalueringen af underkriteriet "Kvalitet" skal Leverandøren stille en tilbudt toiletforhøjer fra den tilbudte produktserie til rådighed for evaluering. Den tilbudte toiletforhøjer vil blive evalueret af en testgruppe og skal opfylde følgende specifikationer:

1814 - Vareprøver	<p>Den tilbudte Toiletsædeforhøjer på pos.nr. 18.1 i bilag C Leverandørens Tilbud, i samme stand som ved levering til depot.</p> <p>Sammen med toiletsædeforhøjeren skal Leverandøren til afprøvningen tillige levere:</p> <p style="text-align: center;">2 Brugervejledninger, så testgruppen kan anvende disse ved afprøvning</p>	
Delkriterier og evalueringskriterier		Vægt
1815 - Komfort for Borger; det vægter positivt i hvor høj grad, at:		60 %
•	Toiletsædeforhøjeren yder god komfort. Hermed forstås fx, at sædet yder god siddekomfort og understøtter den anatomisk korrekte siddestilling ved toiletbesøg, dette både med og uden armlæn.	50 %
•	Toiletsædeforhøjeren opleves sikker for Borgeren. Hermed forstås fx, når Borger sætter sig og rejser sig fra Toiletsædeforhøjeren.	50 %
•		
1816 - Brugervenlighed for Depotpersonale og/eller Hjælper; det vægter positivt i hvor høj grad, at:		40 %
•	Det er nemt og hurtigt at klargøre Toiletsædeforhøjeren til levering hos borger, når den modtages på depot. Hermed forstås fx, at Toiletsædeforhøjeren er samlet og har mindst mulig indpakning (jo nemmere jo bedre).	30 %
•	Toiletsædeforhøjeren og armlæn er nemme og intuitive at af- og påmontere. Hermed forstås fx, at der skal bruges gængse og færrest muligt værktøj (jo nemmere, jo bedre)	30 %
•	Toiletsædeforhøjeren er nem at rengøre. Hermed forstås fx, at daglig rengøring og aftørring kan foretages med få manøvrer samt at der er få områder, som er vanskeligt tilgængelige ift. rengøring og aftørring (jo nemmere, jo bedre)	40 %
		100 %